



# Ficha técnica

Anillos Barrera Adapt Planos CeraRing™  
infundidos con ceramidas



## CeraRing™

Ostomy Products

# Anillos Barrera Adapt Planos CeraRing™

## Descripción

Los Anillos CeraRing™ contienen **ceramidas**, un lípido ceroso que mantiene unidos los corneocitos. La ceramida es un **componente natural** de la piel humana que ayuda a prevenir la pérdida de agua que puede provocar daño o sequedad de la piel. Están diseñados para mantener las propiedades adhesivas y de adsorción, así como a **proteger la barrera de humedad natural** y mantener una **buena salud de la piel periestomal desde el primer día**.

## El Anillo Barrera Plano CeraRing es:

**Flexible.** Se puede doblar para conseguir una máxima adaptación en estomas mal posicionados o en pliegues cutáneos.

**Recortable.** Se puede recortar y superponer para adaptarse a cualquier estoma.

**Moldeable.** Se puede moldear a cualquier forma para conseguir un ajuste perfecto.

**Fácil de conservar y almacenar.** Cada caja contiene 10 anillos envasados individualmente



## Aplicaciones más frecuentes


- Estomas con forma irregular
- Estomas mal posicionados
- Estomas planos
- Efluentes agresivos
- Presencia de pliegues cutáneos
- Estomas parcialmente hundidos
- Estomas hundidos en diferentes planos
- Estomas con bajo tono muscular
- Alternativa a la pasta de barrera, tiras o demás accesorios de relleno

### Hidrocoloide infundido con ceramidas

Composición de elastómero, hidrocoloide y microfibras, **FlexTendM**

- **Protege** la barrera natural de la piel
- **Reduce** la pérdida de agua transepidérmica
- **Mantiene** la piel periestomal sana desde el primer día

Anillo Estándar  
4,5 mm de espesor



Versatilidad

Anillo Slim  
2,3 mm de espesor



Los anillos planos son accesorios versátiles diseñados para potenciar el ajuste de la lámina, protegiendo la piel periestomal e incrementando el tiempo de uso.

# Anillos Barrera Adapt Planos CeraRing™

## Componentes

Componente	Material
Anillo Barrera	Hidrocoloide infundido en Ceramidas
Revestimiento protector	Película de Polipropileno-etileno recubierto de silicona
Revestimiento de papel:	Papel blanqueado – Recubrimiento de silicona recubierto de polietileno por un lado
Envase:	Poliestireno

Libre de alcohol, látex y ftalatos

**Caducidad:** 5 años



## Tabla de referencias



Descripción	Ancho	Espesor	C.N.	Ref.	Caja
Anillo Barrera Plano con Ceramidas	48 mm	4,5 mm	494997	8805	10 uds
	48 mm	2,3 mm	497909	8815	10 uds

**Dimensiones de la unidad mínima de venta (8805 y 8815):** 7,8 cm x 8,4 cm x 9,7 cm (largo x ancho x alto)

Todos los productos mostrados en esta página están financiados por el S.N.S.

Antes de su uso, asegúrese de leer las instrucciones de uso, para información relativa a Indicaciones de Uso, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones e Instrucciones.

El logo de Hollister, CeraPlus y CeraRing son marcas registradas de Hollister Incorporated  
©Hollister España Mayo 2023



Hollister Ibérica S.A.  
Avenida de Bruselas 13, 2ºD  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Tel.: 91 383 87 27

[www.hollister.es](http://www.hollister.es)