




Ficha técnica

Anillos Barrera Semicirculares
Infundidos con ceramidas



CeraPlus™
Ostomy Products

Anillos Barrera Semicirculares CeraPlus™

Descripción


Los Anillos Barrera Semicirculares CeraPlus™ **infundidos con ceramida** están diseñados para proteger la piel y proporcionar una mayor sensación de seguridad al aumentar el área de cobertura de la lámina.

La **ceramida es un componente natural** de la piel. La fórmula con infusión de ceramida ayuda a formar una barrera protectora impermeable que ayuda a mantener la piel sana desde el primer día.

Los Anillos Barrera Semicirculares CeraPlus™ están diseñados para **prevenir fugas** al mantener la lámina en su lugar y reducir el levantamiento de los bordes. **Se ajustan fácilmente a los pliegues** y movimientos naturales del cuerpo, lo que ayuda a aumentar el tiempo de uso de la lámina y a proporcionar un **extra de confianza y seguridad** al paciente.

El Rol de las Ceramidas

Piel Sana




Abundante nivel de ceramidas:

- Más resistente frente a agresiones externas
- Mayor protección frente a la pérdida de agua transepidérmica
- Bien hidratada y flexible

Piel Dañada

(asociada con ciertas condiciones de la piel)



Bajo nivel de ceramidas:

- Más vulnerable a agresiones externas
- Mayor pérdida de agua transepidérmica
- Susceptible a daños y sequedad

Tabla de referencias

Descripción	C.N.	Ref.	Caja	Espesor	Dimensiones	Dimensión de la unidad mínima de venta
 Anillos Barrera Semicirculares CeraPlus™	479212	79402	30 uds	0,65 mm	56,5 mm x 128 mm	19,9 cm x 14,9 cm x 1 cm (largo x ancho x alto)

*Producto financiado por el S.N.S.

Otras características

Crean un marco personalizado alrededor de la lámina

- Un diseño que facilita el manejo y la aplicación del producto
- El formato permite aplicar el producto de diferentes maneras, convirtiéndolo en un accesorio muy versátil. Use tres piezas individuales para rodear su lámina de ostomía, o use una pieza en el área que considere necesaria para crear un ajuste personalizado
- Un empaquetado transparente, fácil de almacenar y transportar
- Perfil decreciente para una mejor adhesión en los bordes




Finas y flexibles, ayudan a adaptarse a los contornos del cuerpo

- Se adapta de forma natural y fácil a los contornos desiguales del cuerpo por su elasticidad
- Diseñado para proporcionar más seguridad al aumentar el área de cobertura



Componentes

Componente	Material
Anillos	Hidrocoloide con ceramida
Papel protector	Papel kraft policubierto



Libre de alcohol, látex y ftalatos

Caducidad: 5 años



Más información:

- Cómo utilizar los Anillos Barrera Semicirculares
- Preguntas Frecuentes

Antes de su uso, asegúrese de leer las instrucciones de uso, para información relativa a Indicaciones de Uso, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones e Instrucciones.

El logo de Hollister y CeraPlus son marcas registradas de Hollister Incorporated
©Hollister España Julio 2023



Hollister Ibérica S.A.
Avenida de Bruselas 13, 2ºD
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 383 87 27
www.hollister.es