


# Ficha técnica

Pack Conform 2 con Bolsa Cerrada y Lámina\* con Convexidad Suave CeraPlus™





# Conform 2 Bolsa Cerrada



- Un tejido "sin tejer", de color beige, que recubre por los dos lados la bolsa, en la variante opaca; y por el lado en contacto con el cuerpo en la variante transparente
- El material es suave al tacto y proporciona discreción. El tejido se seca tras el contacto con agua, proporcionando una experiencia de uso confortable.

# Lámina con Convexidad Suave CeraPlus™ + Bolsa cerrada Conform 2

### Descripción

La lámina CeraPlus™ está infundida con ceramidas, un lípido ceroso que mantiene unidos los corneocitos. La ceramida es un componente natural de la piel humana que ayuda a prevenir la pérdida de agua que puede provocar daño o sequedad de la piel. Está diseñada para mantener las propiedades adhesivas así como proteger la barrera de humedad natural y mantener una buena salud de la piel periestomal desde el primer día.

## Lo que significa elegir una lámina CeraPlus™



#### REDUCCIÓN RELATIVA

En el número de Complicaciones de la Piel Periestomal (CPP)<sup>1</sup>












#### El rol de las ceramidas

# **Piel Sana**mantiene la humedad dentro y los irritantes fuera




#### Abundante nivel de ceramidas:

- Más resistente frente a agresiones externas
- Mejor protección frente a la pérdida de agua
- Bien hidratada y flexible

#### Piel Dañada

#### Permite la entrada de irritantes y la salida de agua



#### Bajo nivel de ceramidas:

- Más vulnerable a agresiones externas
- Más vulnerable frente a la pérdida de agua
- Susceptible a daños y sequedad

#### Referencia

(1) Colwell J, Pittman J, Raizman R, Salvadalena G. A Randomized Controlled Trial Determining Variances in Ostomy Skin Conditions (ADVOCATE). J Wound Ostomy Continence Nurs. 2018;45(1):37-42
(2) Grove G, Houser T, Sibbald G, Salvadalena G. Measuring epidermal effects of ostomy skin barriers. Skin Res Technol. 2019;25:179–186. https://doi.org/10.1111/srt.12630

(2) Grove G, Houser T, Sibbald G, Salvadalena G. Measuring epidermal effects of ostomy skin barriers. Skin Res Technol. 2019;25:179–186. https://doi.org/10.1111/srt.12630 (3) Nichols T, Houser T, Grove G. Comparing the skin stripping effects of three ostomy skin barriers infused with ceramide, honey or aloe; Journal of Stomal Therapy Australia 2019; 39(2):14-18

# Lámina con Convexidad Suave CeraPlus™

#### Convexidad Suave

La flexibilidad de la lámina con Convexidad Suave está diseñada para proporcionar una presión suave alrededor del estoma y obtener un ajuste adecuado que se adapte a las superficies irregulares de la piel. Para favorecer un buen sellado en cualquier tipo de estoma y abdómenes desde el primer día.

#### Hidrocoloide infundido con ceramidas

- Protege la barrera natural de la piel
- Reduce la pérdida de agua transepidérmica
- Mantiene la piel periestomal sana desde el primer día

## Borde Adhesivo

Se adapta a los pliegues abdominales proporcionando:

- Flexibilidad que se adapta a los pliegues abdominales para una fijación segura
- Tranquilidad con una sensación extra de seguridad

Aro flotante

Con un sencillo y audible clic, y gracias al aro flotante la lámina y la bolsa quedan firmemente ajustadas sin necesidad de presionar el abdomen.

# Lámina con Convexidad Suave CeraPlus™ + Bolsa cerrada Conform 2

# Componentes

Componente	Material		
Lámina CeraPlus™	Material hidrocoloide, ceramidas		
Aro Flotante	Polietileno de baja densidad		
Estructura convexa	Polietileno de alta densidad		
Borde Adhesivo	Polietileno spunbond		
Revestimiento del Borde adhesivo	Polietileno sin tejer (non woven)		
Bolsa	Etilenvinilacetato/cloruro de polivinildeno		
Tejido sin tejer	Polietileno pigmentado		
Filtro AF300	Carbono activado/película EVA (etilenvinilacetato)		

Caducidad: 5 años



Libre de alcohol, látex y ftalatos

### Tabla de referencias



Color Bolsa	Tamaño bolsa	Estoma	Aro	C.N.	Referencia
Opaca	Midi 550 ml	<b>≫</b> 13-38 mm	55 mm	493148	24407
Transparente Transparente	Maxi 700 ml Maxi 700 ml		55 mm 70 mm	493163 493205	27407 27527
Opaca	Maxi 700 ml	<b>≫</b> 13-25 mm	45 mm	496323	24423
Opaca	Maxi 700 ml	<b>≫</b> 13-38 mm	55 mm	493189	24527
Opaca	Maxi 700 ml	<b>≫</b> 13-51 mm	70 mm	495853	27503

Cajas con 30 bolsas + 7 láminas con Convexidad Suave CeraPlus™ con ceramidas Las láminas con Convexidad Suave CeraPlus™ en caso de necesidad, se pueden adquirir por separado Todos los productos mostrados en está página están financiados por el S.N.S.



Los productos CeraPlus<sup>™</sup> han recibido la acreditación oficial de la Skin Health Alliance, lo que puede aportar confianza y tranquilidad a tus pacientes.

Antes de su uso, asegúrese de leer las instrucciones de uso, para información relativa a Indicaciones de Uso, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones e Instrucciones.

Hollister, el logo Hollister, Conform 2 y CeraPlus son marcas registradas de Hollister Incorporated. Otras marcas o copyrights son propiedad de sus propietarios.

©Hollister España Julio 2024



Hollister Ibérica S.A. Avenida de Bruselas 13, 2°D 28108 Alcobendas (Madrid) Tel.: 91 383 87 27 www.hollister.es

