




Ficha técnica

Lámina* plana CeraPlus™

¡Novedad!



Productos
CeraPlus™

Lámina plana CeraPlus™

Descripción

La lámina CeraPlus™ está infundida con **ceramidas**, un lípido ceroso que mantiene unidos los corneocitos. La ceramida es un **componente natural** de la piel humana que ayuda a prevenir la pérdida de agua que puede provocar daño o sequedad de la piel. Está diseñada para mantener las propiedades adhesivas así como proteger la barrera de humedad natural y mantener una buena salud de la piel periestomal desde el primer día.

Lo que significa elegir una lámina CeraPlus™



REDUCCIÓN RELATIVA

En el número de Complicaciones de la Piel Periestomal (CPP)¹



MAYOR SATISFACCIÓN
en la prevención del picor¹



Significativamente
**INFERIOR COSTE RESPECTO
AL CUIDADO DEL ESTOMA¹**



Significativamente
**MÁS PROBABILIDAD DE
RESOLVER CPP¹**



**LA PÉRDIDA DE AGUA
TRANSEPIDÉRMICA**
se reduce^{2,3}




Protección frente
**A IRRITACIÓN Y
DAÑO EN LA PIEL**

El rol de las ceramidas

Piel Sana

mantiene la humedad dentro y los irritantes fuera




Las ceramidas son abundantes en la piel sana. Forman una barrera impermeable para ayudar a mantener la humedad dentro y los irritantes fuera

— =Ceramidas

Piel Dañada

Permite la entrada de irritantes y la salida de agua



La piel dañada contiene menos cantidad de ceramidas.

— =La gota de agua ilustra la pérdida de agua

Referencias:

- (1) Colwell J, Pittman J, Raizman R, Salvadalena G. A Randomized Controlled Trial Determining Variances in Ostomy Skin Conditions (ADVOCATE). J Wound Ostomy Continence Nurs. 2018;45(1):37-42
- (2) Grove G, Houser T, Sibbald G, Salvadalena G. Measuring epidermal effects of ostomy skin barriers. Skin Res Technol. 2019;25:179-186. <https://doi.org/10.1111/srt.12630>
- (3) Nichols T, Houser T, Grove G. Comparing the skin stripping effects of three ostomy skin barriers infused with ceramide, honey or aloe; Journal of Stomal Therapy Australia 2019; 39(2):14-18
- (4) Nybaek H, Lophagen S, Karlsmark T, Bang Knudsen D, Jemec GBE. Stratum corneum integrity as a predictor for peristomal skin problems in ostomates. Br J Dermatol. 2010;162:357-361.

Lámina plana CeraPlus™

Lámina Plana

La fórmula hidrocoloide está infundida con ceramidas para una adhesión segura y respetuosa con la piel.

POSIBLES ESCENARIOS CLÍNICOS




Lámina plana

- Área periestomal plana
- Protusión adecuada del estoma
- Apertura centrada del estoma

Hidrocoloide infundido con ceramidas

- **Protege** la barrera natural de la piel frente a la sequedad
- **Reduce** la pérdida de agua transepidermica
- **Mantiene** la piel periestomal sana desde el primer día



Borde Adhesivo

Solución todo en uno fácil de usar. Proporcionan:

- Sensación **extra de seguridad**
- **Flexibilidad** que se adapta a los pliegues abdominales para una fijación segura



Aro flotante

Con un sencillo y audible clic, el aro flotante está diseñado para permitir un acople seguro de la bolsa y la lámina sin presionar el abdomen.

Lámina plana CeraPlus™ con ceramidas

Componentes

Componente	Material
Lámina CeraPlus™	Material hidrocólicoide, ceramidas
Aro Flotante	Polietileno de baja densidad
Borde Adhesivo	Polietileno spunbond
Revestimiento del Borde adhesivo	Polietileno sin tejer (non woven)

Caducidad: 5 años



Libre de alcohol, látex y ftalatos

Tabla de referencias

Lámina CeraPlus™ plana, con Borde Adhesivo

¡Novedad!



Estoma	Aro	C.N.	Referencia
∅ < 13-32 mm	45 mm	400087	14900
22 mm	45 mm	400088	149122
25 mm	45 mm	400089	149125
29 mm	45 mm	400090	149129
∅ < 13-44 mm	55 mm	400091	15900
35 mm	55 mm	400092	159135
∅ < 13-57 mm	70 mm	400095	17900

Cajas con 5 láminas planas CeraPlus™ | Producto financiado por el S.N.S.



Los productos CeraPlus™ han recibido la acreditación oficial de la Skin Health Alliance, lo que puede aportar confianza y tranquilidad a tus pacientes.

Antes de su uso, asegúrese de leer las instrucciones de uso, para información relativa a Indicaciones de Uso, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones e Instrucciones.

Hollister, el logo Hollister, y CeraPlus son marcas registradas de Hollister Incorporated.

©Hollister España Marzo 2025



*Las láminas CeraPlus contienen la tecnología Remois de Alcare Co., Ltd.

Hollister Ibérica S.A.
Avenida de Bruselas 13, 2ºD
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 383 87 27
www.hollister.es