

# Anillo Barrera Plano Adapt™

## Ficha técnica

### Descripción

Los Anillos Planos Adapt son productos versátiles diseñados para proteger la piel periestomal y ayudar a aumentar el tiempo de uso de los dispositivos.

Se puede usar anillos barrera para rellenar los contornos irregulares de la piel cerca del estoma, para crear una superficie más plana, lo que puede ayudar a evitar que el efluente pase por debajo de la lámina.

También se pueden estirar, cortar, moldear o apilar los anillos para mejorar el ajuste de la lámina.



Tamaño real

### Composición cualitativa

Pectina, resina hidrocarbonada alifática, carboximetilcelulosa sódica, petróleo, micro fibras de algodón, poliisobutileno.

Formulación FlexTend-M: moldeabilidad y máxima resistencia ante la degradación por filtración de fluidos. No contiene látex. No contiene alcohol.

### Tabla de Referencias

Diámetro	C.N.	Referencia	Ancho	Presentación caja	Financiación S.N.S.
98 mm	473876	7806	2,3 mm	10 unidades	Sí

## Aplicaciones más frecuentes

- Estomas con forma irregular.
- Estomas mal posicionados.
- Estomas planos.
- Efluentes agresivos.
- Presencia de pliegues cutáneos.
- Estomas parcialmente hundidos.
- Estomas hundidos en diferentes planos.
- Estomas con bajo tono muscular.
- Alternativa a la pasta de barrera, tiras o demás accesorios de relleno.

## Versatilidad

**Flexible.** Se puede doblar para conseguir una máxima adaptación en estomas mal posicionados o pliegues cutáneos.

**Recortable.** Se puede recortar y superponer para adaptarse a cualquier estoma.

**Moldeable.** Se puede moldear a cualquier forma para conseguir un ajuste perfecto.

**Envase.** Cada caja contiene 10 anillos, envasados individualmente, favoreciendo su reutilización, conservación, almacenamiento y transporte.



## Otra información de interés

**Unidad mínima de venta:** 1 caja con 10 anillos envasados individualmente.

**Dimensiones de la unidad mínima de venta:**

- Referencia 7806: 11,91 cm x 12,7 cm x 7,78 cm (largo x ancho x alto)

**Caducidad:** 5 años

Antes de su uso, asegúrese de leer las instrucciones de uso, para información relativa a Indicaciones de Uso, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones en Instrucciones.

Hollister y su logotipo, Ostomy Care "Piel Cuidada. Resultados Positivos", así como Adapt son marcas registradas de Hollister Incorporated.  
© Mayo 2023 Hollister Incorporated



**Hollister Ibérica S.A.**  
Avda. de Bruselas nº 13, 2º D  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Tel.: 91 383 87 27  
Fax: 91 766 92 01  
[www.hollister.es](http://www.hollister.es)