

Colectores de drenaje de heridas



Descripción	Ref	Uds por caja	Dimensiones unidad mínima de venta Largo x Ancho x Alto
Colector recortable hasta 76 mm No estéril	9773*	10 uds	26 cm x 21 cm x 11,9 cm
Colector recortable hasta 95 mm No estéril	9776*	10 uds	26 cm x 21 cm x 11,9 cm
Colector recortable 100 x 200 mm No estéril	9778*	3 uds	38,3 cm x 22,7 cm x 4,6 cm

* Productos no financiados por S.N.S.

Descripción

- Es un dispositivo que permite recoger el efluente de drenaje de heridas
- La parte del colector que está en contacto con la piel del paciente es una lámina de resina sintética, diseñado para mantener la piel saludable y protegida ante el exudado de la herida.
- Esta lámina es recortable y flexible para adaptarse a los contornos y pliegues cutáneos, proporcionando una adhesión segura.
- El colector tiene en su parte frontal una tapa de diámetro amplio (véase en la tabla), diseñada para un acceso cómodo a la herida.
- En su parte distal tiene una válvula de drenaje con un cierre de seguridad, para vaciar su contenido o bien conectar con un recipiente, para un vaciado continuo.
- Se dispone de tres tamaños diferentes en función del área que se necesite.
- Su tiempo medio de uso oscila entre 5 y 7 días, dependiendo de la temperatura ambiente, del tipo de piel del paciente y de su estado general.

Composición cualitativa

- Lámina de resina sintética de hidrocoloides con adhesivo integrado.
- Paredes del colector triples y doblemente termoselladas, con tratamiento anti-olor. Válvula de vaciado de PE.
- Producto no estéril libre de látex de caucho natural y ftalatos



Caducidad: 5 años



Antes de su uso, asegúrese de leer las instrucciones de uso, para información relativa a Indicaciones de Uso, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones e Instrucciones.

Hollister y su logotipo son marcas registradas de Hollister Incorporated
©Hollister España Junio 2023

Hollister Ibérica S.A.
Avda. de Bruselas nº 13, 2º D
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 383 87 27
www.hollister.es