

## Pinza para bolsa abierta



Descripción	C.N.	Referencia
Pinza para bolsa abierta	475327	8770

Presentación: 1 pinza  
Producto financiado por el S.N.S.

### Descripción:

Pinza de plástico semirrígido, indicada para cerrar herméticamente las bolsas de ileostomía. Es de fácil manejo. Y debido a su forma curva se adapta fácilmente a la forma del cuerpo.

### Composición cualitativa:

Polipropileno.



Hollister Ibérica S.A.  
Avda. de Bruselas nº 13, 2º D  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Tel.: 91 383 87 27 Fax: 91 766 92 01  
[www.hollister.es](http://www.hollister.es)

2020